

保護者様

めぶき保育園

## ぎょう虫卵検査（全園児）


### ぎょう虫卵検査・・・全園児

実施日・・・7/4(土)～7/8(水)の期間に2日間行う  
提出日・・・採取でき次第随時提出。最終期限は7/8(水)朝9時まで  
提出場所・・・にある所定の封筒に提出し、サインをしてください。

### ぎょう虫卵検査の採取方法


**ぎょう虫卵検査セロファンへの採取方法について**

**【1日目】**



- ① 「1日目」と印刷されている方を上にして、検査セロファンから透明フィルムを、おりせん位置まで剥がしてください。
- ② 青いまるの中(+印)の、のりがついたところを肛門にあて、強く2～3回押し当ててください。  
(こすらないようにしてください)
- ③ 剥がした透明フィルムを元の状態に貼り直してください。

**【2日目】**



- ① 「2日目」と印刷されている方を上にして、検査セロファンから透明フィルムを、おりせん位置まで剥がしてください。
- ② 青いまるの中(+印)の、のりがついたところを肛門にあて、強く2～3回押し当ててください。  
(こすらないようにしてください)
- ③ 裏面の透明フィルムをすべて剥がし取ってください。
- ④ ぎょう虫卵検査セロファンの1日目のシートと2日目のシートをセロファン中央部のおりせん位置で折り、青いまるの輪どうしがぴったり重なるように貼りあわせてください。
- ⑤ 貼り合わせたぎょう虫卵検査セロファンを提出用袋に入れ、提出してください。

### 注意事項

- ① ピンテープは便をとるものではありません。便をつけないように注意して下さい。
- ② 2日目の採取が終了したらピンテープを袋に入れ、袋の上を1回折り曲げます。  
ホチキスやテープ等で止めません。
- ③ 採取日を忘れずに記入をお願いいたします。